

**Dekontaminations-Zertifikat**  
Hygiene-Unbedenklichkeitsbescheinigung



Bitte fügen Sie dieses Zertifikat **jeder Rücksendung von Medizinprodukten, Leihinstrumenten oder Trays** sowie **Produktreklamationen** oder **Reparaturaufträgen** bei !

Artikelbezeichnung: \_\_\_\_\_

REF: \_\_\_\_\_ LOT: \_\_\_\_\_

**Ich bestätige hiermit, dass**  
(bitte das/die entsprechende/n Kästchen ankreuzen):

- das anbei liegende Medizinprodukt **nicht** mit Blut oder anderen Körperflüssigen in Kontakt gekommen ist und somit **hygienisch unbedenklich** ist. Dies bestätige ich mit meiner Unterschrift (s.u.)
  
- das anbei liegende Medizinprodukt bei der Anwendung mit Blut oder anderen Körperflüssigkeiten in Kontakt gekommen ist. Das Produkt wurde gründlich gereinigt und folgendermaßen dekontaminiert: (die einzelnen unten genannten Punkte bitte mit Initialen bestätigen)
  - Benutzte Instrumente direkt nach der OP in ein Desinfektionsbad gereinigt (z.B. Desinfektionsbad von Komet: DC1)
  - Alle Instrumente und Bohrer aus dem OP-Tray zum reinigen entnommen
  - Gründliche Reinigung des OP-Trays mit einem feuchten weichen Tuch
  - Zusammengesetzte Instrumente zum reinigen zerlegt
  - Reinigung mit einer weichen Bürste unter fließendem Wasser
  - Desinfektion in einem Desinfektionsbad (z.B. Desinfektionsbad von Komet:DC1)
  - Dreimaliges Spülen der Instrumente mit destilliertem Wasser
  - Gründliches Trocknen mit fusselfreien Einmaltüchern. Bohrungen mit ölfreier Druckluft getrocknet
  - Kontrolle auf Beschädigung und Korrosion
  - OP-Tray in Sterilisationsfolie eingeschweißt,
  - Dampfsterilisation (min. 3 Minuten bei 134°C, bzw. 15 Minuten bei 121°C)
  
  - Ein anderes Verfahren (bitte angeben) \_\_\_\_\_

Erstellt von: Ric Donaca	Datum: 0.1.08.2014	Geprüft & freigegeben von:	Datum:
Revision: v.1.3	Diese Version ersetzt v1.2 /18.10.2012	Y:\Argon QM\QM_2014\8. Messung, Analyse und Verbesserung\8.3 Lenkung fehlerhafter Produkte\DekontaminationsFormular.Instrumente.docx Y:\Argon QM\QM_2014\8. Messung, Analyse und Verbesserung\8.3 Lenkung fehlerhafter Produkte\DekontaminationsFormular.Instrumente	Seite 1 von 2

**Dekontaminations-Zertifikat**  
Hygiene-Unbedenklichkeitsbescheinigung



das anbei liegende Medizinprodukt **nicht** dekontaminiert werden konnte  
**Begründung :**

---

---

---

---

Bei Rückfragen steht Ihnen Herr Rausch unter der Nummer 06721-3096-0 gerne zur Verfügung.

Datum

Unterschrift

Praxisstempel

---

---

Name in Druckschrift:

---

Erstellt von: Ric Donaca	Datum: 0.1.08.2014	Geprüft & freigegeben von:	Datum:
Revision: v.1.3	Diese Version ersetzt v1.2 /18.10.2012	Y:\Argon QM\QM_2014\8. Messung, Analyse und Verbesserung\8.3 Lenkung fehlerhafter Produkte\DekontaminationsFormular.Instrumente.docx Y:\Argon QM\QM_2014\8. Messung, Analyse und Verbesserung\8.3 Lenkung fehlerhafter Produkte\DekontaminationsFormular.Instrumente	Seite 2 von 2